

THERA- PEUTISCHE ELASTISCHE KOUSSEN

Assortimentsoverzicht




NIETS HOUDT JE TEGEN

Op [JOBST.nl](https://www.jobst.nl) kun je maattabellen, brochures, instructievideo's en bestelformulieren vinden die je helpen om jouw JOBST-product gemakkelijk te bestellen.

Onze JOBST accountmanagers adviseren je graag persoonlijk. Zij maken je wegwijs in ons assortiment en je kunt bij hen terecht voor het opfrissen van kennis of een second opinion bij specifieke cliëntvraagstukken!

Je kunt ons bereiken via **030-698 47 00** en jobst.cs.nl@essity.com.





PRODUCT- INFORMATIE

Therapeutische elastische kousen

JOBST® ULTRA- SHEER










KENMERKEN

- Glanzende kous voor stijlvolle look
- Mooie transparantie dankzij fijne, ademende zachte garens

DOELGROEP

- Preventie (CCL1)
- Varices zonder oedeem


ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS								
Uitvoering ▼		AD*	AG*	AT*	AD	AF	AG	AT
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	SoftFit	•			•			
	Sensitive		•			•	•	
	Kant		•			•	•	
	Bloem		•			•	•	
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•	•	•	•	•	•	•
Opties	Maxibroek			•				
	Zwangerschap			•				•

* Confectie

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op jobst.nl

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

JOBST® OPAQUE













KENMERKEN

- **Zachte, verhullende en luchtdoorlatende kous**
- Patiënt vindt comfort en **aantrekkelijk** belangrijk en heeft benen zonder grote omvangsverschillen

DOELGROEP

- Preventie (CCL1)
- Varices zonder oedeem
- Zwangerschapsvarices
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS		Uitvoering									
											
Uitvoering		AD*	AG*	AG-T*	AT*	AD	AF	AG	AG-T	AT	ATGT
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•			•	•	•			
	SoftFit	•				•					
	Sensitive		•				•	•			
	Kant		•				•	•			
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opties	Maxibroek				•						
	Gulp				•					•	•
	Compressiebroek								•	•	•
	Compressiebroek/gulp									•	•

* Confectie

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op jobst.nl

KLEUREN

			
Naturel	Golden Beige	Tan	Caramel
			
Bronze	Espresso	Anthracite	Black
			
Navy	Cranberry		

AFWERKING

			
Noppen	SoftFit	Sensitive	Kant

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

JOBST® MATERNITY OPAQUE





KENMERKEN

- Zachte kous die zeer geschikt is tijdens de **zwangerschap**
- Ontworpen voor een **groeïende buik**
- Patiënt vindt comfort en **aantrekkelijk** belangrijk

DOELGROEP

- Zwangerschapsvarices
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS			
Uitvoering ▼		AT*	AT
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•
Teen- stuk	Open	•	•
	Gesloten	•	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

JOBST® CLASSIC

KENMERKEN

- **Stevige en duurzame kous** voor actieve patiënten
- Patiënt heeft **meer oedeemneiging** en meer ondersteuning nodig

DOELGROEP

- Varices zonder oedeem
- Varices met oedeem
- Zwangerschapsvarices
- CVI met oedeem


ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS		Uitvoering									
		AD*	AG*	AG-T*	AT*	AD	AF	AG	AG-T	ATGT	AT
Druk- klasse	CCL 2: 23-32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34-42 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•			•	•				
	SoftFit	•				•					
	Kant						•	•			
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opties	Zwangerschap				•						•
	Gulp				•				•	•	
	Compressiebroek							•	•	•	
	Compressiebroek/gulp								•	•	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



* Anthracite alleen in ribuitvoering en in AD maatwerk beschikbaar

**Black ook in ribuitvoering beschikbaar

AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	63%	37%
3	63%	37%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® ULTRASHEER | JOBST® OPAQUE | JOBST® MATERNITY OPAQUE* | JOBST® CLASSIC

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cT	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
cH	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
cG siliconenband	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

ID petite: 34 - 39 cm
ID regular: 39 - 45 cm

Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm
IG regular: 70 - 80 cm
IG lang**: 81 - 90 cm

Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Kies voor de Plus-maat als de gemeten G-omvang aan de rechterkant van de kolom uitvalt.

* Alleen beschikbaar als panty

**Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

MAATTABEL

UltraSheer / Opaque / Maternity Opaque / Classic

JOBST® FORMEN AMBITION

A man with grey hair is sitting on the ground next to a bicycle. He is wearing a green long-sleeved shirt, blue jeans, and brown leather shoes. He is looking down at the bicycle. The background is a blurred outdoor setting.


KENMERKEN

- Een **stijlvolle kous** die lijkt op **een sok** en de voeten dagelijks fris houdt.
- Patiënt heeft normale tot **smalle kuiten**
- Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

DOELGROEP

- Varices zonder oedeem
- CVI met oedeem


ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS		
Uitvoering ▼		
		AD*
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	•
Teen- stuk	Open	
	Gesloten	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	15%	63%	1%	21%
2	15%	59%	1%	25%
3	15%	57%	1%	27%

JOBST® FORMEN EXPLORE


KENMERKEN

- Een **stoere kous** die lijkt op een sok en de voeten dagelijks fris houdt
- Patiënt heeft **volle kuiten**
- Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

DOELGROEP

- Varices zonder oedeem
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS		
Uitvoering ▼		
		AD*
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	•
Teen- stuk	Open	
	Gesloten	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	23%	46%	1%	30%
2	25%	39%	1%	35%
3	27%	33%	1%	39%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® FORMEN AMBITION | JOBST® FORMEN EXPLORE

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Lengte D

ID regular: 39 - 45 cm

ID lang: 45 - 51 cm

JOBST® BELLAVAR

KENMERKEN

- Rondbreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**
- Patiënt heeft oedeemvorming en meer **ondersteuning nodig**
- Patiënt heeft benen **zonder grote omvangverschillen**

DOELGROEP

- Varices met oedeem
- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem
- Lipoedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS

RONDBREIKOUS		Uitvoering										
		AD*	AF*	AG*	AG-T*	AT*	AD	AF	AG	AG-T	ATGT	AT
Druk- klasse	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg						•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen		•	•			•	•	•			
	Kant							•	•			
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•					•	•	•	•	•	•
Opties	Zwangerschap											•
	Gulp					•					•	•
	Compressiebroek								•	•	•	•
	Compressiebroek/gulp									•	•	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



Sahara

Pearl

Black

* Black alleen in maatwerk beschikbaar

AFWERKING



Noppen

Kant

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	65%	35%

JOBST® BELLAVAR




KENMERKEN

- Rondbreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**
- Patiënt heeft oedeemvorming en meer **ondersteuning nodig**
- Patiënt heeft armen **zonder grote omvangverschillen**

DOELGROEP

- Varices met oedeem
- Lymfoedeem
- Lipoedeem

ASSORTIMENT ARMKOUS

RONDBREIKOUS				
Uitvoering ▼		CG	CG1	CH
Druk- klasse	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•	
Opties	BH-bevestigingsband			•

KLEUREN



Sahara

AFWERKING



Noppen

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® BELLAVAR

Maat ▶	I	II	III	IV	V	VI
Meetpunt ▼						
cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtemaat D

ID petit: 36 - 39 cm

ID regular: 40 - 43 cm

Lengtemaat F

IF: 58 - 62 cm

Lengtemaat G

IG: 69 - 74 cm



JOBST® CONFIDENCE










KENMERKEN

- Sluit aan op de lichaamscontouren dankzij de **unieke contour fit**
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt**
- Patiënt wil graag **vrij bewegen**
- Ontwikkeld om de huid droog te houden zodat patiënten zich de hele dag **prettig voelen**

DOELGROEP


- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem
- Lipoedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS


VLAKBREIKOUS										
Uitvoering ▼		AB1	AD	AG	AT	AG-HT	B1T	BT	CT	ET
Drukklass	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord-afwerking	Noppen			•						
	SoftFit		•							
Teen-stuk	Open	•	•	•	•	•				
	Gesloten	•	•	•	•	•				
Opties	Schuin	•	•	•	•	•				
	Hallux	•	•	•	•	•				
	Enkelcomfortzone	•	•	•	•	•				
	Kniecomfortzone			•	•	•	•	•	•	

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%
3	45%	32%	23%



JOBST® CONFIDENCE

KENMERKEN

- Sluit aan op de lichaamscontouren dankzij de **unieke contour fit**
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt**
- Patiënt wil graag **vrij bewegen**
- Ontwikkeld om de huid droog te houden zodat patiënten zich de hele dag **prettig voelen**

DOELGROEP


- Lymfoedeem
- Lipoeedeem

ASSORTIMENT ARMKOUS


VLAKBREIKOUS			
		AG1	CG1
Uitvoering ▼			
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•
	SoftFit	•	•
Opties	Elleboogcomfortzone	•	•
	Ellenboog hoek 25 graden (standaard)	•	•
	Ellenboog hoek 45 graden	•	•

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%

JOBST® ELVAREX SOFT



KENMERKEN

- Zachte, luchtdoorlatende kous
- Ontworpen voor mensen met een **kwetsbare huid** en ouderen
- Ontworpen om bestand te zijn tegen **lotions en crèmes**
- Patiënt heeft **mild tot matig oedeem**

DOELGROEP


- Varices met oedeem
- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem
- Lipoedeem

ASSORTIMENT

VLAKBREIKOUS							
Uitvoering ▼		AD*	AD	AG	AG-T	AT	CG1
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg						•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 46 mmHg	•	•	•	•	•	
Boord- afwerking	Noppen	•	•	•			•
	Micronoppen		•	•			•
	SoftFit		•				•
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	
	Gesloten		•	•	•	•	
Voet	Schuine of rechte voet		•	•	•	•	
	T-hiel		•	•	•	•	
Opties	Slipvorm tweezijdig					•	
	Topcomfortzone			•			
	Compressiebroek				•		
Tailleband	Gebreid (standaard)					•	
	Knoopsgatelastiek (verstelbaar)					•	
	Fleece					•	

*Confectie

KLEUREN



*Macchiato is alleen beschikbaar als armkous

AFWERKING



SAMENSTELLING BEENKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	60%	40%

SAMENSTELLING ARMKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	70%	30%
3	65%	35%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® ELVAREX SOFT

Maat ▶	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
Meetpunt ▼												
cD	28-32	32-36	30-34	34-38	32-36	36-40	34-38	38-42	36-40	40-44	38-42	42-46
cC	29-33	33-37	31-35	35-39	33-37	37-41	35-39	39-43	37-41	41-45	39-43	43-47
cB1	23-26	24-27	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36	34-37
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

ID petite: 34 - 38 cm

ID regular: 39 - 45 cm

Kies voor de Plus-maat als de gemeten omvangsmaten aan de rechterkant van de kolom uitvallen.



JOBST® ELVAREX

KENMERKEN

- Sterke vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**
- Patiënt heeft **gemiddeld tot ernstig** oedeem
- De oppervlaktestructuur is ontworpen om een **micromassage-effect** op de huid te creëren. Dit stimuleert de afvoer van lymfevocht

DOELGROEP

- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem
- Lipoedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS

VLAKBREIKOUS		Uitvoering																
		AD*	AA	AB	AB1	AD	AF	AG	AG-T	AT**	ATGT	B1G	BD	BG	CG	CG-T	CTGT	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg																	
	CCL 2: 23 - 32 mmHg																	
	CCL 3: 34 - 42 mmHg																	
	CCL 3 forte: 38 - 46 mmHg																	
	CCL 4: > 49 mmHg																	
	CCL 4 super: > 70 mmHg																	
Boord-afwerking	Noppen																	
	Micronoppen																	
	SoftFit																	
Teen-stuk	Open																	
	Gesloten																	
Opties	Kniecomfortzone																	
	D-schuin																	
	Topcomfortzone																	

*Confectie **AG in combinatie met Leibbinde of AG in combinatie met Bellavar broek (volle compressie).

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%
3	41%	32%	21%	6%
3F	41%	27%	26%	6%
4	39%	26%	30%	5%
4S	39%	24%	32%	5%



JOBST® ELVAREX













KENMERKEN

- **Sterke** vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**
- Patiënt heeft **gemiddeld tot ernstig** oedeem
- De oppervlaktestructuur is ontworpen om een **micromassage-effect** op de huid te creëren. Dit stimuleert de afvoer van lymfevocht

DOELGROEP


- Lymfoedeem
- Lipoeedeem

ASSORTIMENT ARMKOUS

VLAKBREIKOUS													
Uitvoering ▼		AC1	AE	AE1	AG	AG1	AH	CE	CE1	CG	CG1	CH	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2 forte: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord-afwerking	Noppen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Micronoppen				•	•			•	•			
	SoftFit								•	•			
Opties	Elleboogcomfortzone								•	•		•	
	BH-bevestigingsband						•					•	

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%
2F	63%	27%	10%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® ELVAREX

Maat ▶	4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14
Meetpunt ▼						
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtematen Elvarex voor standaardmaten 4 t/m 14

ID petite: 36 - 39 cm

ID regular: 40 - 43 cm

Gemiddelde voetlengte open teen 16 cm.

JOBST® ELVAREX SOFT SEAMLESS






KENMERKEN

- Gemaakt van **zachte stof**
- **Naadloos** voor meer comfort en therapietrouw
- Ontworpen voor patiënten met licht tot gemiddeld oedeem waarbij **meer comfort** gewenst is


DOELGROEP

- Lymfoedeem

ASSORTIMENT

VLAKBREIKOUS				
Uitvoering ▼		AC1	AE	AA
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Teen- stuk	Open (zonder kleine teen)			•
	Gesloten			
Hand	Met duim, zonder vingers	•	•	
	Met duim, met vingers	•	•	

KLEUREN



*Macchiato, Pine Green en Sunflower Yellow alleen beschikbaar als handschoen

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%

JOBST® ELVAREX PLUS






KENMERKEN

- Ontworpen met 3D-breitechniek voor een **perfecte pasvorm**
- **Meer bewegingsvrijheid** door naadloze afwerking
- Patiënt heeft **gemiddeld** tot **ernstig oedeem** en wil niet in bewegelijkheid beperkt worden

DOELGROEP

- Lymfoedeem

ASSORTIMENT

VLAKBREIKOUS				
Uitvoering ▼		AC1	AE	AA
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Teen- stuk	Open met 4 of 5 tenen			•
	Gesloten			
Hand	Met duim, zonder vingers	•	•	
	Met duim, met vingers	•	•	

KLEUREN



* Beige is een nieuwe kleur voor de teenkap

** Ruby Red en Hazelnut zijn alleen beschikbaar als handschoen

*** Dark Brown is alleen beschikbaar als teenkap

SAMENSTELLING HANDSCHOEN

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%

SAMENSTELLING TEENKAP

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%

JOBST® BELLA LITE



KENMERKEN



- Hoog draagcomfort dankzij de **luchtdoorlatende** en **lichtgewicht** breistructuur
- Kan geschikt zijn als **extra** kous
- Patiënt heeft **licht** oedeem

DOELGROEP

- Lymfoedeem
- Lipoedeem



ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS			
Uitvoering ▼		AC1**	CG**
Druk- klasse	CCL 1: 15-20 mmHg*	•	•
	CCL 2: 20-30 mmHg*	•	•
Boord- afwerking	Noppen		•

* Klasse-indeling volgens de Amerikaanse norm. ** Confectie.

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



Beige

Black

AFWERKING



Noppen



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® BELLA LITE

Maat	Small	Medium	Large
JOBST Bella Lite armkous klasse 1 en 2			
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm
Omvang midden onderarm (D)	18 - 23 cm	23 - 29 cm	29 - 34 cm
Omvang midden bovenarm (F)	22 - 40 cm	27 - 45 cm	33 - 51 cm
JOBST Bella Lite handschoen klasse 1 en 2			
Omvang vingeraanzet (A)	15 - 29 cm	19 - 22 cm	22 - 26 cm
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm

Lengte G

IG: regular tot 43cm

IG: lang vanaf 43cm

NIETS HOUDT JE TEGEN

Op [JOBST.nl](https://www.jobst.nl) kun je maattabellen, brochures, instructievideo's en bestelformulieren vinden die je helpen om jouw JOBST-product gemakkelijk te bestellen.

Onze JOBST accountmanagers adviseren je graag persoonlijk. Zij maken je wegwijs in ons assortiment en je kunt bij hen terecht voor het oprissen van kennis of een second opinion bij specifieke cliëntvraagstukken!

**Je kunt ons bereiken via 030-698 47 00
en jobst.cs.nl@essity.com.**



ALGEMENE INFORMATIE


Therapeutische elastische kousen



UITVOERINGEN BEENKOUSEN EN TEENKAPPEN



UITVOERINGEN BEENKOUSSEN EN TEENKAPPEN




Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl


UITVOERINGEN ARMKOUSSEN EN HAND- SCHOENEN



UITVOERINGEN ARMKOUSSEN EN HANDSCHOENEN




CG1



CH



CG



AC1




AE



AG



AG1




AH



DF



CE1



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

BOORD- AFWERKING



BOORDAFWERKING

Buitenzijde



Noppen



Micronoppen



SoftFit



Sensitive




Kant (Bijou)



Bloem

Binnenzijde



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

SOFTFIT- TECHNOLOGIE




SOFTFIT-TECHNOLOGIE

ERVAAR EEN NIEUW NIVEAU VAN COMFORT MET HET SOFTFIT BOORD

Comfort is een belangrijk aspect voor de patiënt, het kan namelijk helpen om dagelijkse compressietherapie vol te houden.

Therapeutische elastische kousen met de unieke **JOBST SoftFit-technologie** hebben meegebreide siliconengaren aan de binnenzijde van het boord. Door het speciale garen blijven de kousen op hun plek zonder dat ze insnoeren. Met JOBST SoftFit bieden wij je de kans om jouw patiënten een nieuw niveau van comfort te laten ervaren.

Meer informatie? Neem dan contact op met je JOBST accountmanager of met Customer Service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



CONTOUR FIT



CONTOUR FIT

DE NIEUWE CONTOUR FIT-TECHNOLOGIE

Voor JOBST Confidence kousen is een nieuwe breitechnologie ontwikkeld die er voor zorgt dat de pasvorm van de kous op meerdere plekken kan worden aangepast in plaats van alleen aan de achterkant. De **Contour points** geven aan waar de kous op de individuele contouren is aangepast.

Deze geoptimaliseerde pasvorm biedt niet alleen draagcomfort, maar geeft jouw patiënten ook de mogelijkheid zich vrijer te bewegen.

Meer informatie? Neem dan contact op met je JOBST accountmanager of met Customer Service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



COMFORT- ZONES



COMFORTZONES

EEN BETERE PASVORM VOOR EXTRA COMFORT

De knie, elleboog en enkel kunnen een gevoelige plek zijn voor patiënten. De JOBST **knie-, elleboog- en enkelcomfortzones** zijn ontworpen om een comfortabele oplossing te bieden. Een unieke breitechniek draagt bij aan een betere pasvorm.

De **topcomfortzone** bestaat uit een verhoogd beenstuk aan de voorkant én zijkant van het bovenbeen. Deze comfortzone is ontworpen voor een optimale pasvorm van de lies tot aan de billen. De zone is geschikt voor patiënten met in verhouding zeer forse bovenbenen.

Meer informatie? Neem dan contact op met je JOBST accountmanager of met Customer Service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.





JOBST[®],
an Essity brand

03/2024

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland
www.jobst.nl
jobst.cs.nl@essity.com
030 - 69 84 700

06619912M



Ga voor meer
informatie naar
jobst.nl

het gaat om comfort & kwaliteit.

elke stap te ondersteunen: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen** als
Met jouw expertise en de producten & services van JOBST staan we klaar om cliënten bij
passende compressie-oplossing.
vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een
Ipoedeem, lympoedeem en veneuze aandoeningen behoeft te hebben. Daarom
Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met

DAAROM JOBST[®]