

JOBST® GELOSTRETCH®



NIETS HOUDT JE TEGEN



ZINGKEL-ZWACHTEL MET ZEER HOGE WERKDRUK EN ZEER LAGE RUSTDRUK. JOBST GELOSTRETCH IS MAKKELIJK AAN TE LEGGEN.



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Gelostretch koppelt moderne materiaaleigenschappen en praktische voordelen aan het therapeutische effect van het traditionele zinklijmverband. Het dragermateriaal is samengesteld uit natuurlijke materialen.

Omdat het geen elastische componenten bevat, kan Gelostretch zelfs bij moeilijke anatomische vormen met doorlopende zwachteltoeren worden aangelegd, zonder dat er plooien of insnoeringen ontstaan.

Gelostretch hoeft niet in- of afgeknipt te worden tijdens het aanbrengen. Omdat Gelostretch met cellulose is geïmpregneerd in plaats van gelatine, zoals bij de conventionele zinklijm-zwachtels, is Gelostretch perfect modelleerbaar. Bovendien droogt het verband snel. Omdat Gelostretch zinkgel niet afgeeft, drupt of aan de handen plakt, is het verband vlekkeloos aan te leggen. Na het drogen is de zwachtel bijzonder duurzaam.

Het dragermateriaal bestaat uit 76% viscose en 24% katoen. De zinkgel is op basis van cellulose. Gelostretch mag niet boven de 25 graden celsius worden bewaard en kan niet hergebruikt worden.

TOEPASSINGEN

- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.
- Voor patiënten met eczeem kan JOBST Gelostretch verzachtend en verkoelend werken.

CONTRA-INDICATIES

- vergevorderde insufficiëntie van de perifere slagaderen EAI < 0,5
- overgevoeligheid voor zink

ASSORTIMENT

Gelostretch	Artikelnummer	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	Memo-code
Gelostretch 10 cm x 10 m	45297-00	10	4 x 10 (40)	13957074	GELOW1

DAAROM JOBST®

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met veneuze en lymfatische aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing. Met úw expertise en de producten & services van JOBST maken we samen het leven van elke cliënt lichter: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**



JOBST®,
an Essity brand

10/2024

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl