

RECEPT- EN BESTELFORMULIER FARROWWRAP VOET- EN BEENVERBANDEN

In te vullen door de behandelaar

Stap 1 - Indicatiestelling of aandoening (meerdere antwoorden mogelijk):

chronische veneuze insufficiëntie	lipoeedeem	inactiviteitsoedeem	
posttrombotisch oedeem	posttraumatisch oedeem	ulcus cruris open	anders, nl.:
primair lymfoedeem	secundair lymfoedeem	ulcus cruris gesloten	

Stap 2 - Aanduiding te behandelen lichaamsdeel:

Linkerbeen:	voet	onderbeen	bovenbeen
Rechterbeen:	voet	onderbeen	bovenbeen
Anders/combinatie:			

Stap 3 - Compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten?	ja nee
--	-----------

Stap 4 - Behandelduur:	kortdurig (< 3 weken)	langdurig (> 3 weken)	permanent
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

Stap 5 - Draagadvies:	dag en nacht	dag of nacht	anders, nl.:
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Stap 6 - Naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:

Specialisme:	Voorschrijfdatum:	AGB-code:
--------------	-------------------	-----------

Stap 7 - Naam praktijk/instelling, adres, postcode en woonplaats:

Stap 8 - Compressiehulpmiddel bestemd voor:

Naam patiënt:			
Geboortedatum:			
Adres:		Huisnummer:	
Postcode:		Woonplaats:	
Zorgverzekeraar:		Polisnummer:	
Burgerservicenummer:			

Stap 9 - Besteld door:

Naam praktijk/instelling:			
De declaratie wordt afgehandeld door:		deze praktijk anders, nl.:	
Contactpersoon:		E-mailadres:	
Aflieveradres:		Huisnummer:	
Postcode:		Woonplaats:	
Telefoonnummer:			

CONFECTIE

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

JOBST FarrowWrap voetverband (per stuk verpakt)				
Kies product:	Lite		Strong	
	Normaal	Aantal:	Lang	Aantal:
	XS		XS	
	S		S	
	M		M	
	L		L	
	XL		XL	

JOBST FarrowWrap knieverband (per stuk verpakt)				
Kies product:	Lite		Strong	
	Normaal	Aantal:	Lang	Aantal:
	XS			
	S			
	M			
	L			
	XL			

JOBST FarrowWrap onderbeenverband (per stuk verpakt) Liner wordt standaard meegeleverd				
Kies product:	Lite		Strong	
	Normaal	Aantal:	Lang	Aantal:
	XS		XS	
	S		S	
	M		M	
	L		L	
	XL		XL	

JOBST FarrowWrap Losse liner onderbeen (wordt vergoed)		
	Maat:	Aantal paar:
	S	
	L	

Small is te combineren met een onderbeenverband in XS+S
Large is te combineren met een onderbeenverband in M+L+XL

JOBST FarrowWrap bovenbeenverband incl. knieverband (per stuk verpakt) Liner wordt standaard meegeleverd				
Kies product:	Lite		Strong	
	Kort	Normaal	Lang	Aantal:
	Aantal:	Aantal:	Aantal:	
	XS	XS	XS	
	S	S	S	
	M	M	M	
	L	L	L	
XL	XL	XL		

JOBST FarrowWrap Losse liner bovenbeen (wordt niet vergoed)		
	Maat:	Aantal paar:
	M	
	L	

Small is te combineren met een bovenbeenverband in XS+S
Large is te combineren met een bovenbeenverband in M+L+XL

JOBST FarrowWrap HYBRID liner (per paar verpakt)		
	Maat:	Aantal paar:
	S	
	M	
	L	

Overige producten	
	Aantal:
JOBST FarrowWrap antislipverband been 14 x 120 cm	
JOBST FarrowWrap LITE onderbeen verlenger	
JOBST FarrowWrap STRONG onderbeen verlenger	

JOBST FarrowWrap teenverband (per stuk verpakt)		
	Maat:	Aantal:
	XS	
	S	
	M	
	L	

RECEPT- EN BESTELFORMULIER FARROWWRAP VOET- EN BEENVERBANDEN

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

JOBST FarrowWrap teenverband					
Meetpunt (in cm)		XS	S	M	L
Ⓐ	Omvang voorvoet	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28

JOBST FarrowWrap voetverband						
Meetpunt (in cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓐ	Omvang voorvoet	22 - 24	25 - 27	28 - 30	31 - 34	35 - 40
I Ⓐ	Voetlengte normaal	16,5	18	19,5	21	23
I Ⓐ	Voetlengte lang	18,5	20	21,5	23	25

JOBST FarrowWrap HYBRID liner			
	S	M	L
Schoenmaat	34 - 39	39,5 - 42	42,5 - 46


JOBST FarrowWrap onderbeenverband						
Meetpunt (in cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓑ	Enkelomvang	20 - 27	25 - 32	30 - 38	37 - 44	45 - 52
Ⓒ	Kuitomvang	35 - 45	40 - 52	48 - 60	55 - 65	60 - 70
I Ⓓ	Normale lengte	37	39	41	43	44
I Ⓓ	Lange lengte	42	44	46	48	49

JOBST FarrowWrap knieverband						
Meetpunt (in cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓒ	Kuitomvang	36 - 43	42 - 50	48 - 58	53 - 63	58 - 68
Ⓕ	Omtrek 10 cm boven knie	47 - 52	53 - 59	60 - 66	67 - 73	74 - 80

JOBST FarrowWrap bovenbeenverband incl. knieverband						
Meetpunt (in cm)		XS	S	M	L	XL
Ⓕ	Omtrek 10 cm boven knie	45 - 52	50 - 59	60 - 66	67 - 73	74 - 80
Ⓖ	Omtrek bovenbeen	50 - 70	60 - 75	70 - 80	75 - 90	85 - 100
I Ⓔ-Ⓖ	Korte lengte	18	18	18	18	18
I Ⓔ-Ⓖ	Normale lengte	23	23	23	23	23
I Ⓔ-Ⓖ	Lange lengte	29	29	29	29	29

Meetpunten

Opmerkingen:



Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers.