

JOBST®

RELAX VERBAND

OEDEEMMANAGEMENT VOOR
CONTINUE COMFORT 'S NACHTS



N I E T S H O U D T J E T E G E N



JOBST® Relax verband

Houdt ook 's nachts oedeem onder controle met JOBST Relax! JOBST Relax is een op maat gemaakt compressieverband voor patiënten met lymfoedeem die overdag compressie dragen en 's nachts ook oedeemmanagement nodig hebben.

Het is ontworpen om oedeem 's nachts onder controle te houden en vochtophoping tegen te gaan.

Lite en Strong variant

JOBST Relax is er voor de onderste extremiteiten in twee varianten, namelijk een Lite en een Strong variant. De Lite variant wordt ingezet bij lichtere fibrosevorming en oedeemfluctuatie. De Strong variant wordt ingezet bij zwaardere fibrosevorming en oedeemfluctuatie. Als leidraad wordt aangehouden om de Lite variant te kiezen indien de patiënt overdag een klasse 2 therapeutische elastische kous draagt en de Strong variant indien de patiënt overdag een therapeutische elastische kous klasse 3 of hoger draagt.



JOBST® Relax





Pointpressure systeem met een oppervlakte-structuur ontworpen voor **micro-massage** ter stimulatie van de lymfeafvoer

Ademend vermogen door speciale garens en flexibele tussenlaag met verbindende vezels.

Extra zacht door unieke constructie voor meer comfort.

Ontworpen om **oedeemvorming** gedurende de nacht **tegen te gaan**. JOBST Relax mag 's nachts gedragen worden daar waar therapeutische elastische kousen gecontra-indiceerd zijn.

Productassortiment JOBST® Relax

Omschrijving	Bestel eenheid	Artikelnummer	Z-indexnummer	AIP inkoop-prijs	
 LITE	Arm met handgedeelte (AG1) Beige	per stuk	76087-00	16346440	€ 544,-
	Arm met handgedeelte met rits (AG1) Beige	per stuk	76087-02	16346459	€ 650,-
 LITE	Arm zonder handgedeelte (CG) Beige	per stuk	76088-00	16346467	€ 490,-
	Arm zonder handgedeelte met rits (CG) Beige	per stuk	76088-02	16346475	€ 596,-
 LITE STRONG	Onderbeenverband (AD) Beige	per stuk	76095-00	16346300	€ 544,-
	Onderbeenverband met rits (AD) Beige	per stuk	76095-02	16346394	€ 634,-
	Onderbeenverband (AD) Beige	per stuk	76097-00	16346378	€ 544,-
	Onderbeenverband met rits (AD) Beige	per stuk	76097-02	16346386	€ 634,-
 LITE STRONG	Verband tot de dij (AG) Beige	per stuk	76096-00	16346408	€ 1.076,-
	Verband tot de dij met rits (AG) Beige	per stuk	76096-02	16346424	€ 1.194,-
	Verband tot de dij (AG) Beige	per stuk	76098-00	16346416	€ 1.076,-
	Verband tot de dij met rits (AG) Beige	per stuk	76098-02	16346432	€ 1.194,-